



Tenura **ANTIMICROBICO**



Proprietà
antiscivolo
e tenuta per
la massima
autonomia

www.tenura.eu

Sommario

| | |
|--|-----------|
| Introduzione | 3 |
| Sottobicchieri e tovaglette antiscivolo | 4 |
| Tappetini di sicurezza antiscivolo da pavimento | 6 |
| Tovaglette per bambini | 7 |
| Apribarattoli e apribottiglie | 8 |
| Impugnature per posate | 9 |
| Rotoli di materiale antiscivolo | 10 |
| Sottotazze | 12 |
| Coperchi per tazze | 13 |
| Set per cucina Tenura | 14 |
| Tessuti e reti antiscivolo | 15 |
| Tenura Extreme | 16 |
| Tenura per le aree bagnate | 17 |
| Punti vendita e imballaggi | 18 |
| Manutenzione | 19 |

Una gamma di prodotti anti-scivolo e con ottima presa, sicuri e versatili

Tenura è tra i marchi più importanti di prodotti antiscivolo nel Regno Unito, in Europa e negli Stati Uniti. Questi prodotti si possono integrare nella vita quotidiana delle persone affette da problemi che coinvolgono la capacità di presa, fragilità o limiti della mobilità, al fine di aiutarle a mantenere il più possibile la propria autonomia, ma possono essere utili per chiunque.

Tenura Silicone

A differenza di altri prodotti antiscivolo e per la presa disponibili sul mercato, questa gamma è interamente realizzata in gomma di silicone, un materiale atossico e chimicamente inerte. Non contiene plastificanti ftalati, contenuti in altri materiali con proprietà antiscivolo simili, il cui uso è proibito o limitato in Europa e in alcune zone degli Stati Uniti. Questi articoli sono inoltre lavabili e sterilizzabili in autoclave fino a 250°C.

Tutti i prodotti Tenura Silicone sono antimicrobici e offrono una protezione integrata continua contro numerosi batteri, compresi MRSA, E. coli e Klebsiella. Proteggono anche dalle muffe e dai funghi.

Proponiamo una gamma di prodotti antiscivolo straordinariamente efficaci che consentono un'ottima presa sulle superfici asciutte, lisce e scivolose, compresi tavoli, piani di lavoro, vassoi, maniglie e superfici di pavimenti lisci. I nostri materiali, tappetini e prodotti per la presa specificamente progettati impediscono gli spostamenti e offrono una migliore impugnatura e presa su maniglie e coperchi. I nostri tappetini da pavimento offrono la tenuta necessaria per quando ci si siede, ci si alza e si cammina, prolungando l'autonomia di movimento.

I prodotti Tenura possono essere utilizzati come soluzione domestica per mantenere l'autonomia di chi vi abita, ma anche in ambienti di cura domiciliare e ospedaliera. Inoltre, sono utili nei veicoli, nelle case mobili e sulle imbarcazioni per garantire una maggiore stabilità degli oggetti.

Proprietà

- Consentono una presa e una tenuta solide
- Non tossici e chimicamente inerti
- Privi di plastificanti ftalati
- Sterilizzabili in autoclave fino a 250°C
- Antimicrobici
- Integralmente lavabili e resistenti

Altri prodotti Tenura

Tenura propone anche altri prodotti specifici privi di silicone, tra cui materiali autoadesivi che garantiscono una buona presa anche in aree bagnate.



Sottobicchieri e tovagliette antiscivolo

Tenura offre una gamma di tovagliette antiscivolo, dal modello sottobicchiere più piccolo fino alle tovaglie più grandi per tavoli e superfici di lavoro. Questi articoli garantiscono una tenuta e una presa salda e sicura per oggetti come piatti, tazze, posate, ciotole e taglieri, ecc. e possono essere utilizzati su tavoli, vassoi e piani di lavoro o qualsiasi superficie liscia.

Le tovagliette Tenura possono essere utilizzate in qualsiasi ambiente per assicurare una presa salda per oggetti come cellulari, computer, strumenti e giochi, in particolar modo su veicoli e zone circostanti soggetti a movimento e/o inclinazione.

Sono disponibili in svariate forme circolari e rettangolari, in tre colori. Le tovagliette Tenura sono integralmente lavabili e di lunga durata.



Gamma di sottobicchieri e tovagliette antiscivolo Tenura

| Dimensioni articolo | Rosso | Blu | Giallo |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sottobicchiere Tenura 9 cm x 9 cm, confezione da 4 | TC/9 - 1 | TC/9 - 2 | TC/9 - 3 |
| Sottobicchiere Tenura, diametro 14 cm | TC/14 - 1 | TC/14 - 2 | TC/14 - 3 |
| Sottobicchiere Tenura, diametro 19 cm | TC/19 - 1 | TC/19 - 2 | TC/19 - 3 |
| Tovaglietta rettangolare Tenura 25 cm x 18 cm | TC/MAT- 25 - 1 | TC/MAT - 25 - 2 | TC/MAT - 25 - 3 |
| Tovaglietta rettangolare Tenura 35 cm x 25 cm | TC/MAT - 35 - 1 | TC/MAT - 35 - 2 | TC/MAT - 35 - 3 |
| Tovaglietta rettangolare Tenura 45 cm x 38 cm | TC/RM - 45 - 1 | TC/RM - 45 - 2 | TC/RM - 45 - 3 |

ANTIMICROBICO

Applicazioni

I sottobicchieri e le tovaglette Tenura possono essere utilizzati per:

- Evitare che piatti, scodelle e altre stoviglie scivolino su tavoli, piani di lavoro e vassoi
- Mantenere fissi i taglieri
- Permettere a utensili da cucina e ciotole di rimanere immobili
- Tenere saldi gli oggetti su superfici non orizzontali e/o soggette a movimenti o inclinazioni



Tappetini di sicurezza antiscivolo da pavimento

In particolare, per evitare incidenti quando ci si siede e ci si alza, Tenura ha prodotto un tappetino antiscivolo che può essere impiegato per fornire un'area a salda tenuta sulle superfici dei pavimenti lisce e scivolose.

Secondo le statistiche, le cadute in ambienti domestici sono molto comuni tra gli anziani e spesso possono provocare gravi lesioni. E questo problema riguarda qualsiasi persona con disabilità e difficoltà di movimento.

I tappetini Tenura sono utili per ridurre il rischio di scivolamenti e cadute in qualsiasi area con pavimenti lisci e in particolare per le persone che hanno difficoltà di movimento o limitazioni quando devono sedersi e alzarsi, dal letto alla poltrona, oppure quando salgono o scendono da un gradino o da un dislivello. I tappetini Tenura sono integralmente lavabili e resistenti.

Applicazioni

I tappetini Tenura possono essere utilizzati per:

- Alzarsi e sedersi
- Ausilio per utenti in sedia a rotelle
- Salire e scendere dal letto
- Sotto tappeti posizionati su superfici lisce e scivolose

ANTIMICROBICO

Gamma di tappetini antiscivolo Tenura

| Dimensioni articolo | Rosso | Blu | Giallo |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tappetino Tenura 60 cm x 45 cm | T/FLOOR - 60 - 1 | T/FLOOR - 60 - 2 | T/FLOOR - 60 - 3 |



Tovagliette per bambini

ANTIMICROBICO

Due modelli vivaci e simpatici per i più piccoli. Completamente sicure e non tossiche, con trattamento antimicrobico. Possono essere utilizzate su tavoli e seggioloni, dove garantiscono una presa e una tenuta salda e sicura per oggetti come piatti, tazze, posate e ciotole.

Le tovagliette per bambini Tenura sono disponibili in due modelli con simpatici personaggi: una grande e simpatica rana verde e un carinissimo gatto arancione. Queste creature

accattivanti porteranno colore e divertimento durante il pasto e il gioco dei bambini, oltre a garantire una presa sicura in modo da impedire incidenti e versamenti di liquidi. Come tutti gli articoli della gamma in silicone Tenura, sono completamente sicure e non tossiche ma possono essere lavate o sterilizzate a temperature elevate.



Gamma di prodotti

| Dimensioni articolo | Rana verde | Gatto arancione |
|---------------------|------------|-----------------|
| 30cm x 25cm | T/F - 1 | T/C - 1 |

Applicazioni

Le tovagliette per bambini Tenura possono essere utilizzate per:

- Evitare che piatti, scodelle e altre stoviglie scivolino su tavoli, piani di lavoro e vassoi
- Fornire una superficie antiscivolo vivace e divertente per giocare

Apribarattoli e apribottiglie

ANTIMICROBICO

Gli apribarattoli e apribottiglie Tenura sono due prodotti separati progettati per adattarsi a diverse dimensioni e per offrire un'avvolgente area di trazione e una presa solida per ruotare i tappi avvitati e i coperchi più ostinati.

La parte esterna del dispositivo, con la sua forma a cupola, offre un'impugnatura a cresta flessibile e morbida per garantire una solida presa quando viene impugnata con le dita e il pollice e/o nel palmo della mano. Gli apribarattoli e gli apribottiglie Tenura sono integralmente lavabili e di lunga durata.

Applicazioni

Gli apribarattoli e gli apribottiglie Tenura possono essere utilizzati per:

- Ausilio nell'apertura di bottiglie, barattoli e portapillole di ogni forma e dimensione
- Fare presa e afferrare maniglie di credenze e pomelli di porte
- Perfetti per chi soffre di artrite o altre patologie che riducono la forza delle mani
- Possono essere utilizzati con una sola mano, con l'uso combinato della tovaglietta Tenura alla base del barattolo o della bottiglia



Gamma di apribottiglie e apribarattoli Tenura

| Articolo | Rosso | Blu | Giallo |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Apribottiglie Tenura | T/B - 1 | T/B - 2 | T/B - 3 |
| Apribarattoli Tenura | T/J - 1 | T/J - 2 | T/J - 3 |

Tenura Grip

Una guaina antiscivolo universale, progettata per adattarsi alle impugnature delle posate di ogni forma e dimensione per persone che hanno difficoltà di presa.

Un'impugnatura morbida e di grandi dimensioni dotata di una superficie adatta a garantire una solida presa quando viene afferrata con la mano. Si tratta di un prodotto particolarmente utile per le persone con una funzionalità della mano ridotta, presa instabile o debole e per persone con limitazioni del movimento delle articolazioni della mano.

Le impugnature Tenura sono integralmente lavabili e di lunga durata. Questo prodotto è perfetto per l'uso domestico al fine di mantenere l'autonomia dell'utente ed è ideale anche per l'impiego in ambienti di cura domiciliare e ospedaliera.

Applicazioni

Le impugnature Tenura possono essere utilizzate per:

- **Agevolare la presa e garantire una migliore tenuta sulle impugnature di posate di numerose tipologie, forme e dimensioni**
- **Perfette per chi soffre di artrite o altre patologie che riducono la forza delle mani**



Impugnatura antiscivolo per posate Tenura Grip


| | |
|---------------------------------------|----------|
| Dimensioni articolo | Grigio |
| Impugnatura per posate Tenura 12,5 cm | T/CG - 1 |



ANTIMICROBICO

Rotoli e nastri di materiale antiscivolo

I rotoli di materiale antiscivolo Tenura offrono un'alternativa "fai da te" alla gamma di prodotti standard perché permettono di sviluppare soluzioni personalizzate per ridurre il rischio di scivolamento. Il materiale è molto flessibile e malleabile, pertanto può essere tagliato secondo le dimensioni e la forma desiderate, per qualsiasi applicazione antiscivolo asciutta.





Può essere facilmente adattato o avvolto intorno a oggetti e impugnature ecc., ma può essere anche utilizzato su vassoi o pavimenti con funzione di presa per gradini o pedana. Grazie al suo spessore ridotto e alla sua flessibilità può essere facilmente utilizzato come rivestimento discreto per cassetti o mensole. Tenura è integralmente lavabile e di lunga durata.

I nastri Tenura possono essere impiegati avvolti intorno a oggetti e utensili, come ad esempio le posate, per migliorare la presa delle dita nelle persone affette da artrite e altre patologie.

Gamma di rotoli e nastri di materiale Tenura

| Articolo | Blu | Rosso |
|--|----------|----------|
| Rotolo di materiale Tenura 20 cm x 1 m | T/R - 1 | T/R - 1+ |
| Rotolo di materiale Tenura 30 cm x 1 m | T/R - 2 | T/R - 3 |
| Rotolo di materiale Tenura 20 cm x 2 m | T/R - 5 | T/R - 6 |
| Rotolo di materiale Tenura 40 cm x 2 m | T/R - 7 | T/R - 8 |
| Rotolo di materiale Tenura 20 cm x 9 m | T/R - 9 | T/R - 10 |
| Rotolo di materiale Tenura 40 cm x 9 m | T/R - 11 | T/R - 12 |
| Nastri Tenura 2 cm x 1 m | T/S - 2 | |



ANTIMICROBICO

Applicazioni

I rotoli e nastri di materiale Tenura possono essere utilizzati per:

- Offrire una presa salda per oggetti di uso domestico quali tazze, piatti e suppellettili
- Proteggere mensole, vassoi e cassette
- Realizzare tovaglette antiscivolo "fai da te" di forme divertenti
- Garantire una solida presa per maniglie, pomelli, ecc.
- Agevolare l'impugnatura di utensili e posate



Sottotazza Tenura

ANTIMICROBICO

Offrendo una salda presa sulla maggior parte delle tazze e una base antiscivolo che garantisce una rapida tenuta sulle superfici lisce, i tavoli e le scrivanie, il sottotazza Tenura contribuisce a evitare versamenti, mantenendo immobili le tazze.

Il supporto appositamente progettato consente di impugnare tazze di ogni forma e dimensione, rimanendo sempre attaccato alla tazza ovunque essa venga appoggiata, mentre il corpo semirigido contiene i piccoli versamenti ed eventuali sgoccioli, proteggendo le superfici da danni e segni.

Applicazioni

I sottotazza Tenura possono essere utilizzati per:

- Offrire una salda presa per le tazze in ambienti domestici e ospedalieri, impedendo versamenti e segni sulle superfici
- Mantenere le tazze in posizione sulle superfici non orizzontali e/o soggette a movimenti o inclinazioni
- Agevolare chi ha un'impugnatura instabile o tremori muscolari



Gamma di sottotazze Tenura

| Articolo | Rosso | Blu | Giallo |
|-------------------|----------|----------|----------|
| Sottotazza Tenura | T/CH - 1 | T/CH - 2 | T/CH - 3 |

Coperchio per tazza Tenura

Un coperchio autosigillante che si adatta per coprire tazze, bicchieri di vetro e di plastica, lasciando anche spazio per una cannuccia. Il coperchio Tenura impedisce versamenti di liquido anche quando la tazza o il bicchiere vengono rovesciati, proteggendo superfici e mobili.

Il coperchio per tazza può essere utile anche per coprire le bevande quando vengono lasciate in un luogo a lungo, tenendo lontani polvere e altri contaminanti, e aiutando a mantenere la temperatura invariata per un breve periodo di tempo.

In ambienti domestici, il coperchio per tazza è particolarmente utile per impedire versamenti di liquido da parte dei più piccoli oppure da parte di persone con movimenti e impugnatura instabili. In ambienti ospedalieri, il coperchio per tazza può contribuire a preservare la freschezza della bevanda e impedire eventuali incidenti quando la tazza viene lasciata su un vassoio o un comodino per lunghi periodi di tempo.

Applicazioni

Il coperchio per tazza Tenura può essere utilizzato per:

- Evitare versamenti di liquidi
- Preservare la freschezza della bevanda per un periodo più lungo rispetto a un contenitore senza coperchio
- Utile per persone con impugnatura instabile o tremori muscolari

Gamma di coperchi per tazza Tenura

| | |
|--|-----------------|
| Articolo | Semitrasparente |
| Coperchio per tazza, diametro 60 mm e 80 mm | T/CC-1 |



ANTIMICROBICO

Set per cucina Tenura


ANTIMICROBICO

Una pratica confezione contenente tre utensili progettati per potenziare la presa e l'effetto antiscivolo in casa. Contiene una tovaglietta antiscivolo, un apribarattoli e un apribottiglie.

Gli apribarattoli e apribottiglie Tenura sono progettati per adattarsi a diverse dimensioni e per offrire una solida presa per ruotare i tappi avvitati e i coperchi più ostinati. La tovaglietta può essere usata per mantenere in posizione bottiglie e barattoli, oppure da sola per fornire una solida presa per piatti, tazze, posate e ciotole. È ideale per mantenere saldi stoviglie e utensili su un vassoio.

Applicazioni

- Ausilio nell'apertura di bottiglie, barattoli e portapillole di ogni forma e dimensione
- Adatto anche per fare presa e afferrare maniglie di credenze e pomelli di porte
- Può essere usato con una sola mano oppure con l'uso combinato della tovaglietta Tenura alla base del barattolo o della bottiglia
- Evita che piatti, scodelle e altre stoviglie scivolino su tavoli, piani di lavoro e vassoi



Gamma set da cucina Tenura

| | |
|---------------|---------------|
| Articolo | Tre colori |
| Set tre pezzi | T/KITCHENPACK |

Reti di tessuto antiscivolo

Oltre ai rotoli lisci, la gamma Tenura offre reti cuscinetto antiscivolo. Questo materiale ha una consistenza morbida e spugnosa ed è adatto alle circostanze che richiedono anche l'effetto cuscinetto.

Poiché si tratta di una rete spugnosa, la qualità antiscivolo del materiale è potenziata dalla consistenza irregolare della superficie, che lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni. Il rotolo di tessuto Tenura può essere tagliato secondo la forma e le dimensioni più adatte a ogni soluzione in modo da adattarsi a una moltitudine di necessità antiscivolo. Il tessuto Tenura è integralmente lavabile.


Applicazioni

La rete di tessuto Tenura è utile per:

- Rivestire mensole e cassetti nelle case mobili, sulle imbarcazioni e sui camper in modo da mantenere gli oggetti in posizione
- Rivestire qualsiasi superficie piatta in circostanze in cui possono verificarsi movimenti o inclinazioni (ad es. auto, furgoni, camper, imbarcazioni)
- Sotto materassi e tappeti su superfici lisce e scivolose

Gamma di reti di tessuto antiscivolo Tenura

| Dimensioni articolo | Bianco | Nero | Beige |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Rotolo di tessuto antiscivolo Tenura 50,8 cm x 182 cm | T/NET - White | T/NET - Black | T/NET - Beige |



Tenura Extreme

Questo speciale materiale antiscivolo è progettato per le circostanze più estreme e i problemi di scivolamento più difficili. Tenura Extreme è un materiale traslucido, disponibile sia nella versione trasparente che in colore verde; risulta appiccicoso al tatto e fa subito presa sugli oggetti non appena vi entra in contatto, fornendo una tenuta molto solida.

Particolarmente utile in circostanze in cui vi è rischio di movimenti o sobbalzi e in cui potrebbero verificarsi forti inclinazioni.

Questo materiale è discreto, pertanto può essere impiegato sulle superfici

lisce in modo da tenere saldamente in posizione gli oggetti non fissati. Può essere impiegato per rivestire vassoi o deambulatori. Oppure per tenere in posizione gli oggetti all'interno di veicoli, case mobili e imbarcazioni. Tenura Extreme raggiunge livelli di tenuta incredibili e risulta appiccicoso al tatto, ma è completamente lavabile e può essere facilmente riportato al suo stato originale qualora vi si depositi della polvere.

Applicazioni

- Rivestimento vassoi
- Veicoli, case mobili e imbarcazioni
- Mantiene gli oggetti ben saldi evitandone il movimento, il sobbalzo e/o l'inclinazione



Gamma di prodotti Tenura Extreme

| Dimensioni articolo | Verde | Trasparente |
|---------------------|----------|-------------|
| 20cm x 20cm | T/EG - 2 | T/EC - 1 |

Tenura per le aree bagnate

Disponibile in rotoli sotto forma di nastro o cerchio in materiale autoadesivo trasparente o bianco, Tenura per aree bagnate può essere impiegato nei bagni, sui piatti doccia, sui pavimenti e qualsiasi superficie bagnata di frequente. Viene impiegato per garantire l'aderenza al materiale, in particolare per i piedi nudi, in circostanze in cui la sicurezza risulta fondamentale nei bagni e negli spogliatoi con pavimenti e superfici umidi e scivolosi.

I nastri e i cerchi sono discreti ma sanno fare la differenza, fornendo un passaggio sicuro sulle superfici bagnate per persone di tutte le età. Risultano particolarmente utili per garantire la massima sicurezza per tutte quelle persone con mobilità limitata e maggiore fragilità, potenzialmente instabili durante i movimenti.

Tenura per le aree bagnate è autoadesivo e facile da applicare, e rappresenta una soluzione antiscivolo a lunga durata in casa, negli ambienti di cura domiciliare e negli ambienti pubblici e ospedalieri.


Applicazioni

Tenura per le aree bagnate è utile per:

- Pavimenti che si bagnano frequentemente
- Bagni
- Piatti doccia
- Locali umidi

Tenura per le aree bagnate

| Articolo | Bianco | Trasparente |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Nastri autoadesivi in rotolo da 3 m | T/Aqua/S - W | T/Aqua/S - C |
| Dischi autoadesivi in rotolo da 3 m | T/Aqua/C - W | T/Aqua/C - C |



Confezioni per punti vendita

Le tovagliette Tenura con diametro 14 cm, gli apribarattoli e gli apribottiglie sono disponibili in confezioni da esposizione specifiche per i punti vendita. Questi espositori vivaci e accattivanti possono essere messi in mostra negli scaffali o sui banconi dei negozi per stimolare l'interesse e gli acquisti d'impulso.

Ciascuna confezione contiene 25 unità e i prodotti non sono imballati, risultando pertanto accessibili a chi li vede e desidera prenderli.



ANTIMICROBICO



Confezioni specifiche per punti vendita Tenura

| Articolo | Rosso | Blu | Giallo | Mix |
|--|-------|-------|--------|---------|
| Confezione punto vendita, 25 tovagliette diam. 14 cm | DSM/1 | DSM/2 | DSM/3 | DSM/MIX |
| Confezione punto vendita 25 apribottiglie | DSB/1 | DSB/2 | DSB/3 | DSB/MIX |
| Confezione punto vendita 25 apribarattoli | DSJ/1 | DSJ/2 | DSJ/2 | DSJ/MIX |

Imballaggio

Tutti i prodotti Tenura vengono venduti e presentati in imballaggi accattivanti e protettivi che manterranno il prodotto pulito e al riparo dalla polvere. Tutti gli imballaggi sono dotati di ganci euro che consentono di disporli negli scaffali del negozio.



Manutenzione

Tutti i prodotti Tenura sono integralmente lavabili e possono essere detersi con abbondante acqua tiepida saponata. I prodotti Tenura (ad eccezione di Tenura per le aree bagnate) non devono essere utilizzati se bagnati, dato che solo da asciutti possono fornire la presa necessaria. Si consiglia di lasciarli asciugare all'aria per evitare che i tessuti vi lascino pelucchi e polvere.

Tenura è resistente, flessibile e in grado di durare per molti anni. Conserva le sue proprietà antiscivolo per l'intero ciclo di vita a condizione che venga pulito periodicamente.

Per ulteriori informazioni su Tenura si prega di chiamare il numero **+44 (0)1254 832266** o scrivere all'indirizzo e-mail **mail@tenura.eu**.





www.tenura.eu



Tenura propone una gamma di prodotti antiscivolo in grado di garantire un'ottima presa sia in ambito domestico sia in ambito ospedaliero. La gamma completa è disponibile all'acquisto sul sito www.tenura.eu. Per ricevere ulteriori informazioni, telefonare al numero **+44 (0)1254 832266**.

I prodotti Tenura sono atossici e chimicamente inerti. La gamma principale in silicone non contiene plastificanti ftalati, il cui uso è proibito o limitato in Europa e negli Stati Uniti.

La gamma principale Tenura è **antimicrobica** e offre una protezione integrata continua contro numerosi batteri, compresi MRSA, E. coli e Klebsiella. Inoltre, questi prodotti proteggono anche dalle muffe e dai funghi.

Il marchio Tenura fa parte di
Heskins Limited
Churchill Road Industrial Estate
Brinscall, Chorley, PR6 8RQ, UK

T +44 (0)1254 832266
F +44 (0)1254 832476
E mail@tenura.eu

